

-Blunting and Ligation Kit-

Blunting high

(Code No. BLK-101)

取扱説明書

TOYOBO CO., LTD. Life Science Department
OSAKA JAPAN

A3269K

— 目次 —

[1]	はじめに	(1)
[2]	キットに含まれるもの	(2)
[3]	プロトコール	(3)
	1. 平滑化反応の手順	
	2. 効率よい平滑化を行うために	
	3. Ligation反応の手順	
	4. 効率よいLigationを行うために	
[4]	ベンチサイド プロトコール	(6)
[5]	関連商品一覧	(7)

ご注意

本キットに含まれる試薬類はすべて研究用試薬です。診断・臨床用試薬として決して使用しないでください。本キットの使用にあたっては、実験室での一般の注意事項を厳守し、安全に留意してください。

[1] はじめに

Blunting highは、DNA末端の平滑化と、それに続くLigationを行うことができます。本キットは、次のような特長を持っています。

1. KOD DNA Polymeraseを用いて平滑化を行います。

- “KOD”は、超好熱始原菌*Pyrococcus* sp.KOD1株由来の耐熱性DNA Polymeraseです。本酵素の有する5'-3'polymerase活性と3'-5'exonuclease活性により、dNTPsの存在下でDNA末端を平滑化します。

2. 短時間の反応(2min)でDNAを平滑化します。

- 過剰に作用させても平滑化には影響はありません。

3. 簡便な操作で、高い効率のBlunt-end Ligationができます。

- “Ligation high”は、1液タイプのLigation Kitです。高い効率のLigationができます。

4. 添付のControl DNAで、平滑化反応とLigation反応の確認ができます。

[2] キットに含まれるもの

キットのパーツ(20回分)

20 μ l	KOD DNA Polymerase (2.5U/ μ l)
100 μ l	10XBlunting Buffer ^{*1}
375 μ l	Ligation high ^{*2}
50 μ l	Control DNA (10ng/ μ l) ^{*3}

^{*1}10XBlunting Bufferの組成

1.2M	Tris-HCl pH8.0 at 25°C
100mM	KCl
15mM	MgCl ₂
60mM	(NH ₄) ₂ SO ₄
2mM	dNTPs
1%	TritonX-100
0.01%	BSA

^{*2}Ligation highは、-DNA Ligation kit- Ligation high(LGK-101)と同じ組成です。

^{*3}Control DNAは、*EcoR* I と*Sph* I でdouble digestしたpUC18 DNAです。平滑化してLigationすると、アンピシリン耐性遺伝子をコードするplasmid DNAを形成します。

[3] プロトコール

1. 平滑化反応の手順

(1) 次の組成で反応液を調製します。

Sample反応		Control反応	
	(μ l)		(μ l)
Sample DNA	X	Control DNA (10ng/ μ l)	5
10XBlunting Buffer	1	10XBlunting Buffer	1
KOD (2.5U/ μ l)	1	KOD (2.5U/ μ l)	1
<u>滅菌水</u>	<u>8-X</u>	<u>滅菌水</u>	<u>3</u>
	10		10

(2) 72°C, 2min保持します。

(流動パラフィン、ミネラルオイル等の重層は必要ありません)

(3) 氷中で冷却します。

(4) 反応液はそのままLigation反応に使えます。

2. 効率よい平滑化を行うために

(1) DNAの精製

エタノール沈殿などで、^{*}1TEバッファーに置換したDNAの使用を標準的な操作としていますが、次の方法でも可能です。

●制限酵素処理したDNAの場合:

H,M,L,TAバッファーを用いた反応液であれば、反応液をそのままDNA溶液として用い、上の反応組成で平滑化処理できます。

●TaqでPCRした産物の場合:

PCR後の反応液を一部取り、KODを添加し、72°C, 2min処理します。

このとき、KODは、Taqと同じUnit数を加えます。dNTPsは、反応時の濃度で0.2mMが至適ですので、不足している場合は追加します。10XBlunting Bufferの添加は必要ありません。

^{*}1TEバッファー : 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA pH8.0

(2) DNA量

- DNA末端10pmolを処理できます。直鎖状pUC18 DNA2.7kbであれば、約10μgに相当します。DNA溶液は、最高8μlまで処理できます。

(3) 反応液の調製

- 反応液を調製するとき、KODを最後に加えてください。dNTPsが共存しない環境下ではKODの3'-5'exonucleaseが強く作用し、DNAを削ることがあります。

(4) 反応時間

- 72°C, 2minで十分な平滑化反応が行われます。また、標準の反応条件であれば、30minまで時間を延長しても効率は変わりません。

3. Ligation反応の手順

- (1) 次の組成で反応液を調製します。

Sample反応	Control反応
(μl)	(μl)
平滑化したSample DNA Y (平滑化反応液)	平滑化したControl DNA 2 (平滑化反応液 5ng/μl)
TEバッファー 10-Y	TEバッファー 8
<u>Ligation high 10</u>	<u>Ligation high 10</u>
20	20

- (2) 16°C, 1hr保持します。

- (3) Control反応は、次のように進めます。

- LigationしたDNAで、*E.coli*コンピテントセルを形質転換します。
- アンピシリン含有LB寒天培地にて37°C, overnight培養します。

平滑化してLigationしたControl DNAの形質転換体は、アンピシリン耐性を有しコロニーを形成します。

Control DNAを平滑化してLigationしたときのcfu(colony formation unit)は、平滑化せずにLigationしたときの20倍以上になります。

4. 効率よいLigationを行うために

(1) Ligation highの使用方法

- 本品は-20°Cで保存してください。
- Ligation highの融解を氷中で行います。5～10minで自然融解します。
- DNA液量と同量のLigation highを混合します。
- 16°Cにて反応を行います。
- 反応液は、反応終了後そのまま形質転換に使用できます。

(2) 反応条件

- Ligation反応の16°C以下では、KODはほとんど作用しませんので、KODを失活させる必要はありません。
- Controlの反応組成であれば、Ligation反応は16°C, 1hrで最大の効率に達します。
- Ligation highの標準的な使用法は、反応を16°C, 30minとしていますが、本キットの反応が平滑末端のLigationであることと、平滑化反応液組成の持ち込みが反応を阻害することから、1hrの反応時間をお薦めします。
- また、DNA量、あるいは、Ligation反応組成に持ち込む平滑化反応液の量が多くなると、効率が低下する要因になります。
このような場合、反応時間を延長するか(overnightまで)、平滑化反応液をエタノール沈殿などでTEバッファーに置換すると、効率が改善されます。

[4] ベンチサイド プロトコール

1. 平滑化反応

	(μ l)
DNA	X
10XBlunting Buffer	1
KOD (2.5U/ μ l)	1
<u>滅菌水</u>	<u>8-X</u>
	10

↓
72°C, 2min

↓
氷冷

2. Ligation反応

	(μ l)
平滑化したDNA (平滑化反応液)	Y
TEバッファー	10-Y
<u>Ligation high</u>	<u>10</u>
	20

↓
16°C, 1hr

↓
(形質転換など)

[5] 関連商品一覧

商品名	Code No.
KOD DNA Polymerase	KOD-101
Ligation high	LGK-101
T4 DNA Polymerase	TPL-101
Klenow Fragment	PLA-111
T4 DNA Ligase	LGA-111
T4 Polynucleotide Kinase	PNK-111
Alkaline Phosphatase(<i>E.coli</i>)	BAP-111
Alkaline Phosphatase(Calf intestine)	CAP-101
Competent high <i>E.coli</i> JM109	DNA-900
Competent high <i>E.coli</i> DH5	DNA-901
Competent high <i>E.coli</i> DH5 α	DNA-903



【製造・販売元】

－納期・注文に関するお問い合わせ－

東洋紡株式会社 ライフサイエンス事業部 (大阪)
〒530-8230 大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
TEL 06-6348-3786 FAX 06-6348-3833
E-mail : order_lifescience@toyobo.jp

東洋紡株式会社 ライフサイエンス事業部 (東京)
〒104-8345 東京都中央区京橋一丁目17番10号 住友商事京橋ビル
TEL 03-6887-8819 FAX 03-6887-8951
E-mail : order_lifescience@toyobo.jp

－製品の内容・技術に関するお問い合わせ－

テクニカルライン
TEL 06-6348-3888 FAX 06-6348-3833
開設時間 9:00～12:00 , 13:00～17:00 (土、日、祝を除く)
E-mail : tech_osaka@toyobo.jp
[URL] <http://www.toyobo.co.jp/bio>