

高効率リアルタイムPCR用マスターミックス「KOD SYBR® qPCR Mix」を用いた次世代シーケンサー用ライブラリー定量の事例

東洋紡(株) 敦賀バイオ研究所 永友 寛一郎

はじめに

近年急速に普及している次世代シーケンサー(NGS)解析において、ライブラリーの正確な定量は、適正なリード数を得るために非常に重要です。そこで、アダプターを付加したライブラリーの定量方法としてリアルタイムPCRが用いられています。しかし、インサートの平均サイズが200bp以上であるため、市販のリアルタイムPCR試薬を使用することができないという難点がありました。

KOD SYBR® qPCR Mixは、KOD DNA polymerase (KOD)を使用したSYBR® Green I 検出系によるリアルタイムPCR用マスターミックスです。3' → 5' エクソヌクレアーゼ活性(校正活性)を除去したKOD exo(-) DNA polymeraseと最適化されたバッファー条件を組み合わせることで、KODの優れた合成能を最大限に発揮し、80%を超えるようなGCリッチなターゲットや長鎖ターゲット(~2kb)の定量的な増幅においても安定したリアルタイムPCR測定が可能になっています。今回は、本キットを用いて、illumina®社シーケンサー解析用にライブラリーの定量を行った例をご紹介します。



方法

(1) ライブラリー調製

RNA-seq解析用ライブラリー A-Dは、哺乳類細胞 total RNAからTruSeq® Standard mRNAサンプル調製キット(illumina®社)を用いて調製しました。

(2) ライブラリーの定量

サンプル：スタンダードDNA [PhiX Control Kit v3 (illumina®社, インサート長平均375bp)を希釈調製したもの]及び(1)で調製したRNA-seq 解析用ライブラリー

プライマー配列：Primer #1:AAT GAT ACG GCG ACC ACC GAG AT (23bp)

Primer #2:CAA GCA GAA GAC GGC ATA CGA (21 bp)

【反応組成】

DW	Xµl
KOD SYBR® qPCR Mix	10µl
10pmol/µl Primer #1	0.4µl
10pmol/µl Primer #2	0.4µl
50×ROX reference dye	0.04µl
スタンダードDNAまたはライブラリー*	Yµl
total	20µl

【PCRサイクル】

95°C, 10 min.
↓
(95°C, 10 sec. -60°C, 30 sec.) ×40cycles
↓
Melting
*Data collectionは伸長ステップに設定しました。


*スタンダードDNAは20pMから0.1%Tween20で段階希釈して用いました。ライブラリーはMultiNA (DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置, 島津製作所)を用いて測定したDNA濃度を元に4pMに希釈調製してqPCRに用い、実際タグがついているものの濃度を測定しました。

【使用機器】Applied Biosystems® 7500 Fast

※比較のため、他のリアルタイムPCR試薬でも、取扱説明書推奨の条件にてリアルタイムPCRを実施し、比較を行いました。なお、リアルタイムPCR機種により最適ROX量が変わる可能性があります。取扱説明書をご参照ください。


結果および考察

(1) 段階希釈したスタンダードDNAを用いた解析結果



(2) RNA-seq 解析用ライブラリーを用いた解析結果

4pMに希釈したRNA-seq解析用ライブラリーA (平均長:約260bp) を用いて解析を行いました。



(3) ライブラリー濃度 定量結果

	ライブラリー濃度 (nM)		
	A社リアルタイムPCR試薬 (Taq使用)	KOD SYBR [®] qPCR Mix	B社NGSライブラリー定量試薬
A	2,736	629	600
B	5,028	548	518
C	195	44	51
D	2,174	575	579

RNA-seq解析用ライブラリーを市販のスタンダードDNAを指標として定量を行ったところ、KOD SYBR[®] qPCR Mixでは、B社ライブラリー定量試薬とほぼ同等の値を得ることができました。一方、A社リアルタイムPCR試薬では、ライブラリー濃度が一桁多く見積もられてしまいました。

ライブラリー定量では、通常のリアルタイムPCRのターゲット長 (~200bp) に比べて必要な増幅長が平均260bpと長いため、Taqポリメラーゼを使用したリアルタイムPCR試薬では、非特異的増幅や立ち上がりの遅れにより、正しく定量できないケースがあるようです。

(4) 定量後のillumina[®]社シーケンサー解析結果

【使用機器】 illumina[®]社 MiSeq[®]

ライブラリーA						ライブラリーB					
Read 1						Read 1					
Lane	Tiles	Density (K/mm ²)	Cluster PF (%)	Phas/Prephas (%)	Reads (M)	Lane	Tiles	Density (K/mm ²)	Cluster PF (%)	Phas/Prephas (%)	Reads (M)
1	38	1059+/-19	95.13+/-0.43	0.182 / 0.078	26.07	1	38	1157+/-33	93.89+/-0.73	0.161 / 0.092	28.32
Read 2						Read 2					
Lane	Tiles	Density (K/mm ²)	Cluster PF (%)	Phas/Prephas (%)	Reads (M)	Lane	Tiles	Density (K/mm ²)	Cluster PF (%)	Phas/Prephas (%)	Reads (M)
1	38	1059+/-19	95.13+/-0.43	0.186 / 0.073	26.07	1	38	1157+/-33	93.89+/-0.73	0.154 / 0.071	28.32

KOD SYBR[®] qPCR Mixを用いて見積もられた濃度をもとにライブラリー濃度が最適となるように希釈し、ライブラリーAとBにてシーケンサー解析を実施しました。その結果、NGS解析で重要となるDensity、Cluster PFともに推奨範囲内 (800~1300k/mm², 80%以上) であり、適切にライブラリーを定量できたと考えられました。

まとめ

本事例でお示したように、KOD SYBR[®] qPCR Mixを使用することで、市販のNGSライブラリー定量試薬と同等の正確なライブラリーの定量が可能で、また、KOD SYBR[®] qPCR Mixは、コストパフォーマンスに優れ、GC含量が高いターゲットや長鎖ターゲットでも増幅可能であるため、ライブラリー定量以外にも様々な用途に応用可能と考えられます。是非一度、KOD SYBR[®] qPCR Mixをお試しください。

品名および内容	包装	保存温度	Code No.	価格
KOD SYBR [®] qPCR Mix ・KOD SYBR [®] qPCR Mix ・50×ROX reference dye	1ml×1本 (40回用)	-20℃	QKD-201T	¥9,800
	1.67ml×3本 (200回用)	-20℃	QKD-201	¥32,000
	(1.67ml×3本)×5 (1,000回用)	-20℃	QKD-201X5	¥147,000

※50×ROX reference dyeがマスターミックスとは、別添付されています。
※包装欄に記載の反応回数は、50μl反応時のものです。容量は、KOD SYBR[®] qPCR Mixのみ示しています。

*SYBR およびApplied Biosystems は、Life Technologies Corporationの登録商標です。illumina, MiSeq およびTruSeq は、illumina, Inc.の登録商標です。