

Competent Cell

形質転換効率試験 成績表

Item Competent high *E.coli* JM109

Code No. DNA-900

Lot No. * * * * *

形質転換効率 * * * × 10⁸ Transformants/μg pBR322
(規格 : ≥ 5.0 × 10⁸ Transformants/μg pBR322)

分析条件 仕様書記載の条件で、pBR322 1pgを用いコンピテントセル100μlを形質転換した。

特記事項 当社ではコンピテントセル製造後、出荷まで液体窒素中で保存しております。製品到着後、直ちに液体窒素中で保存すれば、上記の形質転換効率とほぼ同等の値が得られます。

