

THUNDERBIRD® THUNDERBIRD® Next qPCR Mix シリーズ

期間:2024年5月7日(火)~2024年9月30日(月)(ご注文分)

2つのキャンペーンを実施中!

<<対象製品は裏面をご覧ください>>



qPCRマスターミックスが半額!
~~¥29,000~~ → **¥14,500(税別)**



期間中1回限り、対象製品を1個買うと
もう1個もらえる!

※[50% Offキャンペーン]は期間中のご注文に、自動的に適用されます。
[1個買うともう1個もらえるキャンペーン]は、ご注文時に希望されることを代理店様にご連絡ください。なお、1個買うともう1個もらえるのは、1研究室につき1回までです。



THUNDERBIRD®は15周年を迎えました


THUNDERBIRD® qPCR Mixシリーズは、2009年5月に高効率リアルタイムPCR用のマスターミックスとして発売を開始しました。高い増幅効率・特異性でご好評をいただいていた製品ですが、更に組成を改良したTHUNDERBIRD® Next qPCR Mixシリーズがラインナップに加わり、より簡単に、また、より効率的に反応を実施することができるようになりました。

【THUNDERBIRD® Next SYBR™ qPCR Mix実施例:G3PDHの65bp領域の増幅】


ReverTra Ace® qPCR RT Kit [Code No. FSQ-101]により合成した HeLa細胞total RNA由来のcDNAを用い、cDNAの5倍希釈(5段階)について、増幅長65bpのG3PDHの増幅を行いました。

その結果、他社品では低コピー域で非特異増幅が発生しましたが、THUNDERBIRD® Next SYBR™ qPCR Mixでは、非特異増幅が認められず、低コピーまで定量が可能でした。


※リアルタイムPCRは、各社の推奨条件に従って実施しています。



他社リアルタイムPCR試薬①



他社リアルタイムPCR試薬②



<<キャンペーン対象製品>>

品名	Code No.	包装*	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)
THUNDERBIRD® Next SYBR™ qPCR Mix	QPX-201	1.67mL×3本	¥29,000	¥14,500
THUNDERBIRD® Next Probe qPCR Mix	QPX-101	1.67mL×3本	¥29,000	¥14,500
THUNDERBIRD® SYBR™ qPCR Mix	QPS-201	1.67mL×3本	¥29,000	¥14,500
THUNDERBIRD® Probe qPCR Mix	QPS-101	1.67mL×3本	¥29,000	¥14,500

保管温度:-20℃

こちらのリストに掲載の製品はすべて評価用無償サンプルをご用意しております。下方のサンプル請求フォームよりお申し込みください。

*本製品は2×マスターミックスです。20μL反応系で500回用、50μL反応系で200回用としてご使用になれます。

※本資料に記載している会社名および商品名・ロゴマークなどは、各社の商号、商標または登録商標です。

TOYOBO 東洋紡株式会社

バイオプロダクト営業部

(E-mail) order_lifescience@toyobo.jp

(大阪) 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス
TEL 06-6348-3786 FAX 06-6348-3833

(東京) 〒104-8345
東京都中央区京橋一丁目17番10号
住友商事京橋ビル
TEL 03-6887-8819 FAX 03-6887-8951

テクニカルライン

(E-mail) tech_osaka@toyobo.jp
TEL 06-6348-3888 FAX 06-6348-3833
(9:00~12:00 13:00~17:00 [土日祝日、休日を除く])

WEBサイト

[<https://lifescience.toyobo.co.jp/>]



サンプル請求
フォーム