

Competent Quick DH5 α

Code No. DNA-913


Lot No. *****

形質転換効率 $** \times 10^8$ Transformants/ μ g pBR322
 (規格 : $\geq 1.0 \times 10^8$ Transformants/ μ g pBR322)

分析条件 pBR322 1pg を用いて取扱説明書記載の条件にてコンピテントセル 100 μ L を形質転換し、アンピシリンにてセレクションしました。

特記事項 製品到着後は、-80°Cあるいは液体窒素中で保存してください。
 -80°C保存で少なくとも3ヶ月間は安定です。

保存安定性モデル(当社データ)



本商品につきましては、カナマイシンを選択マーカーとして選んだ時に、一日以上プレートで培養した場合、カナマイシン耐性を獲得したコロニーが出現する場合がございますので、ご注意ください。