



ReverTra Ace[®] qPCR RT Master Mix with gDNA Remover no-RT Control

(Code No. FSQ-301NC)

取扱説明書

TOYOBO CO., LTD.
Bioproducts Sales and Marketing Department
OSAKA JAPAN

TOYOBO

[1] はじめに

ReverTra Ace[®] qPCR RT Master Mix with gDNA Remover no-RT Control は、ReverTra Ace[®] qPCR RT Master Mix with gDNA Remover (Code No. FSQ-301) に添付の 5×RT Master Mix II no-RT Control です。逆転写酵素を含まないため、逆転写(－)のコントロールの調製にご使用になれます。

ReverTra Ace[®] qPCR RT Master Mix with gDNA Remover については[4] 関連商品をご参照ください。

[2] 製品内容

本製品は、10μL反応で 500 回用としてご使用になれます。試薬は-20℃で保管してください。

試薬名	保存 ^(注1)	容量
5x RT Master Mix II no-RT Control	-20℃	1000μL (500 回用)

注 1) 長期に渡って保管される場合は、-80℃に保存してください。この場合、試薬は凍結しますが、10 回程度の凍結融解の繰り返しは、品質に影響がないことが確認されています。ご使用になられる際は、融解後、穏やかに試薬を均一化してからご使用ください。

注 2) 蓋を開ける前に、スピンドウンして液を底に落としてからご使用ください。
粘性がありますので、ゆっくりとピペッティングを行ってください。

注 3) 本試薬は、ReverTra Ace[®] qPCR RT Master Mix (Code No. FSQ-201) の 5×RT Master Mix no-RT Control とは組成が異なります。ReverTra Ace[®] qPCR RT Master Mix には、ご使用になれませんので、ご注意ください。

[3] 使用方法

ご使用方法は、ReverTra Ace[®] qPCR RT Master Mix with gDNA Remover (Code No. FSQ-301) 添付の取扱説明書をご参照ください。なお、取扱説明書は弊社ウェブサイト (<https://lifescience.toyobo.co.jp/>) にも公開しております。

[4] 関連商品

品名	容量	Code No.
ゲノム DNA 除去試薬をプラスしたリアルタイム PCR 用 cDNA 合成試薬 ReverTra Ace[®] qPCR RT Master Mix with gDNA Remover	200 回用	FSQ-301

リアルタイム PCR 用 cDNA 合成試薬

品名	容量	Code No.
リアルタイム PCR 用 cDNA 合成キット ReverTra Ace[®] qPCR RT Kit	200 回用	FSQ-101
リアルタイム PCR 用 cDNA 合成マスターミックス ReverTra Ace[®] qPCR RT Master Mix	200 回用	FSQ-201

リアルタイム PCR 試薬

品名	容量	Code No.
各種蛍光プローブ・蛍光プライマー検出系用 リアルタイム PCR 試薬 THUNDERBIRD[®] Probe qPCR Mix	1mL × 1 本 (100 回用/20 μL 反応)	QPS-101T
	1.67mL × 3 本 (500 回用/20 μL 反応)	QPS-101
SYBR [®] Green I 検出系用リアルタイム PCR 試薬 THUNDERBIRD[®] SYBR[®] qPCR Mix	1mL × 1 本 (100 回用/20 μL 反応)	QPS-201T
	1.67mL × 3 本 (500 回用/20 μL 反応)	QPS-201

※THUNDERBIRD[®] qPCR Mix では、50 × ROX reference dye が別容器で添付されます。

※2,500 回用/20 μL 反応の QPS-101X5、QPS-201X5 (QPS-101 または QPS-201 の 5 セット組) もご用意しています。

より詳細な情報は、弊社ウェブサイトをご覧ください

<https://lifescience.toyobo.co.jp>

TOYOBO

【製造・販売元】

— 価格・在庫に関するお問い合わせ —

東洋紡株式会社 バイオプロダクト営業部 (大阪)
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス
TEL 06-6348-3786 FAX 06-6348-3833
E-mail : order_lifescience@toyobo.jp

東洋紡株式会社 バイオプロダクト営業部 (東京)
〒104-8345 東京都中央区京橋一丁目17番10号 住友商事京橋ビル
TEL 03-6887-8819 FAX 03-6887-8951
E-mail : order_lifescience@toyobo.jp

— 製品の内容・技術に関するお問い合わせ —

テクニカルライン
TEL 06-6348-3888 FAX 06-6348-3833
開設時間 9:00~12:00 , 13:00~17:00 (土日祝日、休日を除く)
E-mail : tech_osaka@toyobo.jp
[URL] <https://lifescience.toyobo.co.jp/>