


ViroStat社抗体・組換え抗原

診断薬原料用の感染症関連抗体および組換え抗原です。

ViroStat社は、感染症に関連する抗体および抗原を提供するため、1985年 Dr. Douglas McAllisterによって設立された米国の製造メーカーです。


MONOTOPE™、OMNITOPE™、RABMAB®および組換え抗原を含む、500以上のウイルスや細菌関連の試薬を提供しており、確かな実績がございます。

これらの製品は主に診断薬原料用として製造されておりバルク品などの特注も対応可能です。




【MONOTOPE™】

腹水または培養上清からProtein Aを用いて、純度>90%に精製された、モノクローナル抗体です。各種ウイルス、細菌などに対する非標識及びFITC標識抗体をご用意しています。




【OMNITOPE™】

ViroStat社が開発した精製法にて、純度>95%まで精製されたポリクローナル抗体です。各種ウイルス、細菌などに対する非標識及びBiotin、FITC、HRP標識抗体をご用意しています。



【RABMAB®】

RABMAB®はEpitomics, Inc.の登録商標で、ウサギのモノクローナル抗体です。レジオネラ菌、レンサ球菌がございます。



【Recombinant Protein】

大腸菌、酵母などで生産され、高純度に精製された組換え抗原です。肝炎、HIVなどがございます。

代表的な品目

Adenovirus	Aflatoxin	Alphavirus	Aspergillus
Astrovirus	Bacillus anthracis	Bordetella pertussis	Borrelia burgdorferi
Bovine Papillomavirus	Brucella abortus	Campylobacter jejuni	Candida albicans
Canine Distemper virus	Canine Heartworm	Canine Parvovirus	Chikungunya virus
Chlamydia	Cholera toxin	Clostridia	Cryptosporidium parvum
Cytomegalovirus	Dengue virus	Diphtheria toxin	E. coli
Enolase	Entamoeba histolytica	Enterococcus	Enterovirus
Epstein-Barr virus	Feline Immunodef. virus	Feline Leukemia virus	Flavivirus
Francisella tularensis	Giardia	Helicobacter pylori	Hepatitis A, B, C virus
Herpes Simplex virus	HIV	Human Papilloma virus	Influenza virus
Klebsiella	Legionella	Leptospira	Lipid A
Listeria	Lyme (B. burgdorferi)	M. tuberculosis	Marburg virus
Metapneumovirus	Mumps virus	Mycoplasma	Neisseria
Norovirus	Papillomavirus	Parainfluenza virus	Parvovirus
Pichia pastoris	Plasmodium	Poliovirus	Prion Protein
Pseudomonas	Rabies virus	Respiratory Syncytial virus	Rhinovirus
Rotavirus	Rubella virus	S. cerevisiae	Salmonella
SARS coronavirus	Shiga toxins	Shigella	Staphylococcus
Streptococcus	Tetanus	Toxic Shock toxin	Toxoplasma gondii
Treponema pallidum	Trichomonas	Ureaplasma parvum	Vaccinia virus
Varicella-Zoster virus	West Nile Virus	Yellow Fever virus	Yersinia pestis

製品リストは、弊社ウェブサイト www.toyobo.co.jp/bio の新着製品情報より、ViroStatのページに入っていたとき、製品リストをクリックしてください。また、データシートはリストの品名をクリックしていただければご覧いただけます。

製品の内容や価格はサイト下方のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。