

## 100bp DNA Ladder Loading Quick® 100bp DNA Ladder



NEW

■期間:2008年12月1日~2009年2月27日【ご注文分】

ご好評の100bp DNA Ladder がリニューアルして、よりバンドが明瞭になりました。

本製品は、電気泳動用の100bp ラダーマーカーです。色素別添タイプと泳動用色素 (BPB、Orange G) があらかじめ混合された Ready-to-useタイプ (Loading Quick®) から、選択いただけます。

### 特長1 ▶ 明瞭なバンド

- ・薄くなりがちな100bp、200bpのバンドまで確実に視認できるようになりました。また、全体のバンド強度のバランスを整えることにより、従来品に比べより判別しやすくなりました。

### 特長2 ▶ DNA濃度の推定が容易

- ・各バンドのDNA量が厳密に調整されているので、バンド強度の比較により、サンプルのDNA量をおおよそ推定することが可能です。


### 特長3 ▶ 高いコストパフォーマンス

- ・100回用14,000円と大変お買い得です。

### 特長4 ▶ 色素別添、色素入りから選択可能

- ・通常の色素別添タイプと色素混合タイプ (Loading Quick®) から、選択いただけます。

本リニューアルに伴い、従来品 (Code No.DNA-030X、DNA-030XX5、DNA-130、DNA-130X5は、終売となります。



品名	包装	保存温度	Code No.	通常価格	キャンペーン価格
100bp DNA Ladder*	100回用×1本	-20℃	DNA-035	¥14,000	¥8,400
	(100回用×1本)×5	-20℃	DNA-035X5	¥56,000	対象外
Loading Quick® 100bp DNA Ladder**	100回用×1本	-20℃	DNA-135	¥14,000	¥8,400
	(100回用×1本)×5	-20℃	DNA-135X5	¥56,000	対象外

\*6×Loading Dye (BPB、Orange G) が添付されている色素別添タイプです。

\*\*色素 (BPB、Orange G) があらかじめ混合されている色素混合タイプです。

### 関連商品

品名	包装	保存温度	Code No.	価格
200bp DNA Ladder	100回用×1本	-20℃	DNA-031	¥20,000
1kb DNA Ladder	300回用×1本	-20℃	DNA-032	¥22,000
Loading Quick® 50bp DNA Ladder	100回用×1本	-20℃	DNA-133	¥19,000
Loading Quick® 200bp DNA Ladder	100回用×1本	-20℃	DNA-131	¥15,000

販売中止