取扱説明書

Code No. NSR-101, NSR-102
保存温度 -20℃

NSR Primer Set for human / NSR Primer Set for mouse

本製品は、RT-RamDA®法によるcDNA合成・増幅時に使用するPrimer Mixです。NSR primerは、Not so random primerの略で、18S, 28S RNA遺伝子に完全にマッチする配列を計算上除外した Random primer のことです。Random primer の代わりにNSR primerを用いることで、rRNAからのcDNA合成を抑制できます。ヒト用、マウス用のNSR primerをご用意しております。

本製品単品ではcDNA合成をすることはできませんので、使用方法は、組み合わせて使用する以下いずれかのRamDA-seq® Kitの取り扱い説明書に従ってください。

品名	包装	Code No.
GenNext® RamDA-seq® Single Cell Kit	96 回用	RMD-101
	24 回用	RMD-101T
GenNext® Shin-RamDA-seq® Single Cell Stranded Kit	96 回用	RML-101
	24 回用	RML-101T
GenNext® Shin-RamDA-seq® Kit for Degraded RNA with TNP*	96 回用	RMF-101
	24 回用	RMF-101T

*本製品単品には、プライマーが付属していないため、NSR Primer Set との組み合わせが必須になります。

1. 内容物

NSR Primer Set for human (Code: NSR-101)

パーツ名	容量	包装	保存温度
① 1st NSR Primer Mix for human	54µL	96 回用	-20℃
② 2nd NSR Primer Mix for human	275µL		

NSR Primer Set for mouse (Code: NSR-102)

パーツ名	容量	包装	保存温度
① 1st NSR Primer Mix for mouse	54µL	96 回用	-20℃
② 2nd NSR Primer Mix for mouse	275µL		

*RT-RamDA®、RamDA-seq®、Shin-RamDA-seq® は、国立研究開発法人理化学研究所の登録商標です。
*GenNext® は、東洋紡株式会社の登録商標です。

TOYOBO

＜製品の内容・技術に関するお問合せ＞
東洋紡（株） 遺伝子試薬・診断薬事業部 テクニカルライン
TEL 06-6348-3888 FAX 06-6348-3833
開設時間 9:00~12:00, 13:00~17:00 (土日祝日、休日を除く)
E-mail: tech_osaka@toyobo.jp
[URL] https://lifescience.toyobo.co.jp/